

別紙

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量	単位	同等品可否
1	ピーカー(目安目盛付き)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-214-10	材質:硼珪酸ガラス-1、容量:5L	2	個	可
2	マイクロピペット リサーチプラスV	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-4632-17	容量範囲:500~5000uL	1	個	可
3	Shim-pack IC-SA4	(株)島津製作所	P/N 228-59500-91	粒子径:3.5 μ m、内径:4.6mm、長さ:150mm、イオン交換基:四級アンモニウム基	1	本	可
4	Filter A701	(株)島津製作所	P/N:228-50346-02	プレカラムフィルター(交換用フィルタ)	1	個	可
5	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-4994-06-30	容量:1000mL サイズ:101×225×30mm ネジ口規格:GL-45 カラー:透明	1	本	可
6	D2ランプ	(株)島津製作所	P/N : 228-34016-02	陰イオン分析用(LC用)	3	個	可
7	サプレッサカートリッジ	(株)島津製作所	P/N :228-64380-91	陰イオン分析用(LC用)	1	本	可
8	上水・低電気伝導試料用pH電極(JQA検定付)	(株)三商ホームページ	商品CD:33-1027、33-0272	堀場9630-10D上水・低電気伝導試料用pH電極(JQA pH電極検定付)	1	本	否
9	オートサンブラー用バイアル(島津製作所対応)	(株)MonotaRO	モノタロウ品番:11231046S	容量:1.5mL 寸法 ϕ 11.6×32(mm) 種別:透明バイアル+黒キャップ(セプタム付き)	1	箱	可
10	消耗品グリーンバスケット	メルクミリポア	LCMQINTA1NE	Milli-Q Integral 機器分析タイプ(E-POD無し・偶数年)	1	個	否
11	InertSep Slim-J PLS-3 for AQUA	ジーエルサイエンス(株)	5010-65775	50本	2	箱	可
12	マイクロピペットスタンド NM-P01	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-7583-01	サイズ(mm):65×150×55	3	個	可
13	pH計用ガラス電極	横河電機(株)	型式:K9142TN	種類:一般用、Oリング素材:フッ素樹脂	2	個	否
14	アルコールランプ 150mL 4個入	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-8455-74	容量:150mL	1	個	可
15	アルコールランプ用燃料	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-1311-28	容量:500mL	4	個	可
16	ポリプロピレン製スクリューバイアルセット	ジーエルサイエンス(株)	Cat.No. 1030-54260	容量:1.5ml セプタム:PTFE青/シリコン白-スリット入 入数:100組	3	箱	可
17	滅菌容器 ϕ 270×270mm	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-7359-02	材質:ステンレス(SUS304)、サイズ: ϕ 270×270mm	1	個	可
18	ボトルトッピスディスペンサー	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-3828-02	分注容量:1~10mL、付属品:ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ	1	個	可
19	滅菌採水瓶 200mL(ハイポ入) 100個	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-9475-04	容量(mL):200(ハイポ入) 入数:1箱(1個/袋×100袋入)	4	箱	可
20	アズノール滅菌シャーレ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-7484-01	ϕ 90×15mm、入数:1箱(10枚/袋×50袋入)	2	箱	可

別紙

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量	単位	同等品可否
21	共栓比色管 100mL 濁度測定用	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番61-4433-19	100mL目盛高さ:300±1mm、濁度測定用	12	本	可
22	ビーカー 目安目盛付	HARIO	オレンジブック発注コード:206-5667	材質:耐薬品性のガラス素材(硬質1級)、容量(ml):2000	1	個	可
23	エビアン PET 1.5L	伊藤園	-	エビアン ペットボトル 1.5L×12本(1ケース)	1	ケース	可
24	パスツールピペッター	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-5583-01	容量:1.5(1目盛0.1)mL、オートクレーブ可	1	個	可
25	広口スクリュウキャップバイアル	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-7070-22	容量:2mL、入数:1箱(100個入)	2	箱	可
26	広口スクリュウキャップバイアル用キャップ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-7070-31	仕様:青、セブタムタイプ:PTFE/シリコン、入数:1箱(100個入)	2	箱	可
27	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:8-1759-05	材質:硼珪酸ガラス、筒先形状:横口、ルアー・ガラス先セット内容:外筒(ルアー・ガラス先)、内筒×各1、容量(mL):10、入数:1箱(10セット入)	1	箱	可
28	ビーカー(目安目盛付き)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-214-03	材質:硼珪酸ガラス-1、容量:100mL、一目盛:約10mL、目安目盛付き	10	個	可
29	溶存酸素(DO)キット	(株)共立理化学研究所	型式:AZ-DO-30	測定回数:30回	4	個	可
30	バックテスト 遊離シアン	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-CN-2	測定回数:40回	4	個	可
31	バックテスト 全クロム	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-Cr-T	測定回数:40回	4	個	可
32	水質計用DPR試薬 ひ素	(株)共立理化学研究所	型式:DPR-As	測定回数:20回分入り	4	個	可
33	バックテスト フェノール	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-PNL	測定回数:40回	4	個	可
34	バックテスト 銅	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-Cu	測定回数:50回	4	個	可
35	バックテスト マンガン	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-Mn	測定回数:50回	4	個	可
36	バックテスト アンモニウム	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-NH4-4	測定回数:50回	4	個	可
37	バックテスト ふっ素(遊離)	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-F	測定回数:50回	4	個	可
38	バックテスト 6価クロム	(株)共立理化学研究所	型式:WAK-Cr6+	測定回数:50回	4	個	可
39	ナピロール手袋M 100枚入り	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	品番:0-3593-22	サイズ:M、入数:1箱(100枚入)	2	個	可
40	共栓三角フラスコ(目安目盛付き)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-016-07	容量:300mL、栓(TS):27	2	個	可