

(別紙)

No.	品名	仕様	数量	メーカー／品番
1	簡易水質検査器具	測定項目：ひ素(低濃度)、測定回数：20、測定原理：APDGによる膜分離濃縮/モリブデン青比色法、測定時間：約10分、内容：フィルター20個、ポリビン1本、専用カップ1個、30mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、K-1試薬1本、K-2試薬1本、K-3試薬1本、K-4試薬1本、ノズル1本、ピペット2本、チューブ20回分(5本入りラミネート袋4袋)、保存袋1枚、標準色1枚、使用法1枚	5 箱	共立理化学研究所 型番：SPK-As(D) バックテスト ひ素(低濃度)
2	簡易水質検査器具	測定項目：フェノール、測定回数：40、測定原理：酵素を用いた4-アミノアンチピリン比色法、測定時間：8分、内容：チューブ40本(5本入りラミネート袋8袋)、K-1試薬(液体)1本、専用カップ1個、標準色(ケース入り)1枚、使用法1部	5 箱	共立理化学研究所 型番：WAK-PNL バックテスト フェノール
3	簡易水質検査器具	測定項目：ふっ素(遊離)、測定回数：50、測定原理：ランタン-アリザリンコンプレキソン比色法、測定時間：10分、内容：チューブ50本(5本入りラミネート袋10袋)、標準色(ケース入り)1枚、保存袋、使用法1部	5 箱	共立理化学研究所 型番：WAK-F バックテスト フッ素
4	マイクロシリンジ	容量(μ L)：5、規格：固定針型 針外径(mm) 0.715、針内径(mm) 0.18 針長さ(mm) 51、針先 90° カット	2 本	伊藤製作所 型式：MS-R05 レオダイン用シリンジ
5	マイクロシリンジ	容量(μ L)：10、規格：固定針型 針外径(mm) 0.715、針内径(mm) 0.18、 針長さ(mm) 51、針先 90° カット、	2 本	伊藤製作所 型式：MS-R10 レオダイン用シリンジ
6	マイクロシリンジ	容量(μ L)：25、規格：固定針型 針外径(mm) 0.715、針内径(mm) 0.18 針長さ(mm) 51、針先 90° カット	2 本	伊藤製作所 型式：MS-R25 レオダイン用シリンジ
7	マイクロシリンジ	容量(μ L)：50、規格：固定針型 針外径(mm) 0.715、針内径(mm) 0.18 針長さ(mm) 51、針先 90° カット	2 本	伊藤製作所 型式：MS-R50 レオダイン用シリンジ
8	LED投光器	明るさ：約1230ルクス、外形寸法：幅115×奥行100×高さ230mm、定格電圧：AC100V～120V、連続点灯時間：約4時間、充電時間：約7.5時間、光色：昼光色、付属品：ACアダプター VCT(コード長さ約1.2m)、シガーライター用ケーブル(コード長さ約1.0m)	4 個	熱田資材 型番：LED-J15 LED投光器 充電式サンダービーム
9	綿ロープ	ロープの打ち方：3つ打 線径：9mm、長さ：30m、色：白	2 個	トラスコ中山 品番：R-930M 綿ロープ 3つ打 線径9mm×長さ30m
10	メスフラスコ	材質：PFA(フッ素樹脂) 容量：50mL	5 本	VITLAB 型番：107297 PFAメスフラスコ50mL
11	メスフラスコ	材質：PFA(フッ素樹脂) 容量：250mL	2 本	VITLAB 型番：107497 PFAメスフラスコ 250mL
12	メンブレンフィルター	色：白色、ポアサイズ：5.0 μ m、厚さ：85 μ m、直径： ϕ 142mm、入数：1箱(25枚入)、材質：親水性PTFE	2 箱	メルク 型番：JMW14225 オムニポアメンブレンフィルター
13	ボンベパッキン	材質：PTFE 入数：5枚	3 セット	ジーエルサイエンス Cat.No.：3001-55392 型式：BP-T22 ボンベパッキン
14	マイクロピペット	容量範囲：10～100 μ L 最小可変容量：0.1 μ L、	1 個	エッペンドルフ 型番：4920 000.059 マイクロピペット(リファレンス2・容量可変タイプ)
15	駒込ピペット	材質：硼珪酸ガラス、容量：5mL 入数：10本	1 箱	マルエム コード番号：0801-04 駒込ピペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製)
16	ガラス製攪拌棒	材質：ソーダ石灰ガラス 径×長さ(mm)： ϕ 6×200 入数：1袋(10本入)	1 箱	アズワン 品番：3-8407-07 型番：9197424 ガラス製攪拌棒10本入り
17	金魚のエサ	内容量：50g 粒サイズ：1.1～1.4mm	5 袋	キョーリン JANコード：4971618-848093 教材ちいさなキンギョのエサ
18	固相抽出カートリッジ	Particle Size: 85 μ m Sorbent Substrate: Activated Carbon 吸着剤重量：400mg 入数：50個/箱	3 箱	Waters 品番：JJAN20229 Sep-Pak AC2 Plus Short Cartridge
19	カラーフロストスライドガラス	材質：無色透明ホワイトガラス 幅×長さ：25×75mm 厚み：1.0mm フロストサイズ：20mm 屈折率：1.5145(20℃) コーナー仕様：90° 入数：1箱(50枚入) 色：オレンジ、縁研磨	1 箱	アズラボ(アズワン) 品番：1-3382-02 型番：90° カラーフロストスライドガラス(縁研磨) オレンジ
20	シリンジ	島津オートサンブラーAOC-20i用 仕様：標準、容量：10 μ L、プランジャー：ステンレス、 ニードル長さ：42mm、ニードルゲージ：23、 ニードル外径0.63mm、ニードル内径：0.11mm、 針先：コーン、タイプ：固定	1 個	島津ジーエルシー P/N:221-34618 島津オートサンブラー用シリンジ

21	ステンレススチールナット	長形 入数:5	1 セット	島津ジーエルシー P/N:670-11009 島津製作所製ナット
22	トラックエッチドメンブレン	材質:ポリカーボネート サイズ:φ25mm 孔径:0.2um 入数:100枚	1 セット	GVS 型番:1215611 ポリカーボネートトラックエッチド メンブレン
23	コニカルチューブ	材質:PP、容量:15mL 遠心分離用 入数:1箱(50本/袋×10)	2 箱	Corning(Falcon) 型番:352096 コニカルチューブ(遠心分離用)PP 15mL
24	ホース	主材質:シリコーンゴム、補強材:ポリエステル糸 内径:25.4mm、外径:35.5mm 使用圧力:0~0.5Mpa 入り数:10m×1巻	1 巻	トヨックス 品番:TSI-25-10 トヨシリコーンホース 10m 内径25.4mm
25	セプタム付スナップキャップ	セプタムサイズ:11mm、キャップ材質:ポリエチレン セプタム:TEF透明/天然ラバー、セプタム厚さ:1.0mm、 キャップ色:水色、入数:100個	6 袋	ジーエルサイエンス Cat.No.1030-80227 セプタム付スナップキャップ
26	スナップバイアル	バイアル規格:12×32mm、バイアル口径6mm 容量:1.0mL、バイアル:透明、材質:PP、入数:100本	6 袋	ジーエルサイエンス Cat.No.1030-80116 スナップバイアル(ND11)
27	シリコンビベッター	材質:シリコンゴム、容量:50mL	3 個	アズワン 品番:6-359-02 シリコンビベッター 50mL
28	メスフラスコ	JIS R 3505 クラスA準拠 材質:硼珪酸ガラス-1、容量:20mL 色:白	8 個	アズワン 品番:1-8564-03 メスフラスコ 白 20mL
29	ガラス攪拌棒	径×長さ(mm):φ5×270 入数:1袋(10本入)	2 袋	アズワン 品番:6-543-11 ガラス攪拌棒 5×270
30	固相抽出カラム	固相:N含有メタクリレート・スチレン・ジビニルベンゼンポリマー カラムサイズ:230mg、入数:500本	1 箱	ジーエルサイエンス Cat.No.5010-25205 InertSep Slim-J PLS-3
31	重水素ランプ	島津製作所製高速液体クロマトグラフ用UV-VIS検出器 SPD-20A用	2 個	島津製作所 部品番号:S228-34016-02 重水素ランプ
32	万能ホームパイプ	材質 パイプ: 黄銅 取付ねじ:W26山20	5 個	SANEI 品番:PY12J-64X-16 万能ホームパイプ
33	アルミキャップ	用途:直口用 サイズ:内径18.5×全長40mm 材質:アルミ	20 個	マルエム 型番:M-4 アルミキャブ φ18.5×40mm
34	試験管	形状:直口 材質:硼珪酸ガラス サイズ:φ15×150mm 厚み:1.1mm 入数:1箱(50本入)	1 箱	マルエム 型番:A-15 試験管(直口) φ15×150mm