

(別紙)

| No. | 品名            | 仕様                                                                         | 数量   | メーカー／品番                                                                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | FEPチューブ       | メトローム社製電動ピュレット用<br>M6/13cm                                                 | 5 個  | メトローム<br>品目コード: 6.1805.010<br>FEPチューブ M6 13cm                                |
| 2   | FEPチューブ       | メトローム社製電動ピュレット用<br>M6/25cm                                                 | 5 個  | メトローム<br>品目コード: 6.1805.080<br>FEPチューブ M6 25cm                                |
| 3   | UVランプ         | メルク製超純水製造装置 Milli-Q Advantage用<br>有機物酸化分解用                                 | 1 個  | メルク<br>型番: ZMQUVLP01<br>185/254nm UVランプ                                      |
| 4   | UVランプ         | メルク製超純水製造装置 Milli-Q Advantage用<br>TOC測定用                                   | 1 個  | メルク<br>型番: ZFA10UVM1<br>A10 TOC計 UVランプ                                       |
| 5   | 不純物除去用カートリッジ  | メルク製超純水製造装置 Milli-Q Advantage用                                             | 1 個  | メルク<br>型番: QGARDT1X1<br>Q-ガードT1カートリッジ                                        |
| 6   | 微量物質除去用カートリッジ | メルク製超純水製造装置 Milli-Q Advantage用                                             | 1 個  | メルク<br>型番: QTUM0TEX1<br>クオンタムTEXカートリッジ                                       |
| 7   | 最終フィルター       | メルク製超純水製造装置 Milli-Q Advantage用                                             | 1 個  | メルク<br>型番: MPGP04001<br>Millipak Express 40                                  |
| 8   | スクリーバイアルセット   | バイアル: 容量1.5mL、褐色ガラス<br>セプタム: PTFE赤/シリコン白 セプタム厚さ: 1.3mm<br>キャップ色: 黒<br>100組 | 8 点  | ジーエルサイエンス<br>Cat.No. 1030-54251<br>スクリーバイアルセット                               |
| 9   | バランストレイ       | 非帯電 40mL 1000枚入                                                            | 1 箱  | アズワン<br>品番: 1-5239-05<br>バランストレイ 非帯電 40mL 1000枚入                             |
| 10  | バランストレイ       | 非帯電 10mL 1000枚入                                                            | 1 箱  | アズワン<br>品番: 1-5239-01<br>バランストレイ 非帯電 10mL 1000枚入                             |
| 11  | メンブレンフィルター    | セルロース混合エステルタイプ<br>A300A047A<br>孔径(μm): 3、サイズ(mm): φ47<br>入数: 1箱(100枚入)     | 3 箱  | アドバンテック<br>型番: 10130004<br>商品名: メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)                   |
| 12  | 重水素ランプ        | 島津製作所HPLCシステム・SPD-20A用<br>長寿命重水素ランプ、2,000時間                                | 1 個  | 島津製作所<br>品番: L6585-02, P/N: 228-34016-02<br>長寿命重水素ランプ、2000時間                 |
| 13  | 持ち手付きロート      | SUS 304製、内径: 45mm、足径: 10mm、足の長さ: 9mm<br>持ち手長さ: 60mm                        | 3 個  | サンダイヤ<br>品番: 45<br>持ち手付きロート                                                  |
| 14  | ボトル型メスフラスコ    | ほうけい酸ガラス製 10mL                                                             | 10 個 | AGCテクノグラス・IWAKI<br>型番: 5640BTFK10<br>ボトル型メスフラスコ 10mL                         |
| 15  | ボトル型メスフラスコ    | ほうけい酸ガラス製 20mL                                                             | 4 個  | AGCテクノグラス・IWAKI<br>型番: 5640BTFK20<br>ボトル型メスフラスコ 20mL                         |
| 16  | 大腸菌群・大腸菌検査用製品 | 入数: コリラート試薬、QT2000各100個入                                                   | 1 箱  | アイデックスラボラトリーズ<br>カタログ番号: WOMB24-100-2K<br>製品コード: 99-29972<br>コリラート/QT2000セット |
| 17  | ガラス繊維円形ろ紙     | 厚さ: 0.68mm、粒子保持能: 1.0 μm<br>サイズ: 4.7cm、入数: 1箱(100枚入)                       | 5 箱  | Cytiva(ワットマン)<br>型番: 1821-047<br>ガラス繊維円形濾紙GF/B                               |
| 18  | コニカルチューブ      | 材質: ポリプロピレン、容量: 50mL<br>遠心分離用、遠心強度: 16000RCF<br>入数: 1箱(25本/袋×20)           | 3 箱  | コーニング(Falcon)<br>型番: 352070<br>コニカルチューブ(遠心分離用) PP 50mL                       |
| 19  | マイクロシリンジ      | レオダインサンプルインジェクター用<br>容量: 10 μL<br>針ゲージ: 22S                                | 1 個  | ハミルトン<br>品番: 4025-11701<br>レオダインサンプルインジェクター用シリンジ 10 μL 701SNR                |
| 20  | マイクロシリンジ      | レオダインサンプルインジェクター用<br>容量: 100 μL<br>針ゲージ: 22S                               | 1 個  | ハミルトン<br>品番: 4025-11710<br>レオダインサンプルインジェクター用シリンジ 100 μL 710SNR               |
| 21  | マイクロシリンジ      | レオダインサンプルインジェクター用<br>容量: 500 μL<br>針ゲージ: 22                                | 1 個  | ハミルトン<br>品番: 4025-11750<br>レオダインサンプルインジェクター用シリンジ 500 μL 750SNR               |
| 22  | HPLCカラム       | 粒子径: 2.2 μm、内径: 2mm、長さ: 100mm                                              | 1 個  | 島津製作所<br>P/N: 228-41623-92<br>Shim-pack XR-ODS(Ⅱ)                            |
| 23  | 固相抽出カートリッジ    | Sorbent Substrate: Copolymer、吸着剤重量: 225mg<br>粒子径: 60 μm、入数: 50個/箱          | 3 箱  | Waters<br>P/N: 186003519<br>Oasis WAX Plus Short Cartridge                   |
| 24  | メンブレンフィルター    | 親水性ポリカーボネートフィルター<br>孔径0.22 μm、直径25mm、黒色<br>入数: 1箱(100個入)                   | 2 箱  | メルク<br>型番: GTBP02500<br>アイソポアメンブレンフィルター                                      |