

(別紙)

No.	品名	仕様	数量	メーカー／品番	納入場所
1	バイアル	バイアル規格:12×32mm、材質:ポリプロピレン キャップサイズ:11mm、容量:1.0mL バイアル:透明、入数:1000本	1 袋	ジーエルサイエンス Cat.No.1030-81116 スナップバイアル	水質C
2	セプタム付キャップ	セプタムサイズ:11mm、キャップ穴サイズ:6mm、 キャップ材質:ポリエチレン、入数:1000個 セプタム厚さ:1.0mm、キャップ色:水色 セプタム:TEF透明／天然ラバー	1 袋	ジーエルサイエンス Cat.No.1030-81227 セプタム付スナップキャップ	水質C
3	LC/MS用カラム	セパレーションモード:親水性相互作用(HILIC) 粒子径:3μm 内径:2.1mm 長さ:100mm	1 本	Waters SKU:186002013 Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 3 μm, 2.1 mm X100mm	水質C
4	透明度板	白色円板、サイズ:直径30cm ローブ:30m、錘:1.5kg	1 個	離合社 型式:5231 透明度板(セッキー板)	水質C
5	超純水製造装置用 エアVENTフィルター	メルクミリポア製超純水製造装置 Elix® Advantage用	1 個	メルク カタログ番号:TANKMPK01 エアVENTフィルター	水質C
6	超純水製造装置用 最終フィルター	孔径:0.22 μm Milli-Q® Advantage 対応	2 個	メルク カタログ番号:MPGP04001 MILLIPAK EXPRESS 40	水質C
7	固相抽出カートリッジ	Particle Size:60μm、Sorbent Substrate:Copolymer 吸着剤重量:225mg、入数:50個/箱	5 箱	Waters SKU:186003519 Oasis WAX Plus Short Cartridge,225mg	共同検査
8	超純水製造装置用 プレフィルターカートリッジ	メルクミリポア製超純水製造装置 Elix® Advantage用	1 個	メルク カタログ番号:PROG0T0S2 プロガードTS2	共同検査
9	超純水製造装置用 エアVENTフィルター	メルクミリポア製超純水製造装置 Elix® Advantage用	1 個	メルク カタログ番号:TANKMPK01 エアVENTフィルター	共同検査
10	マイクロ秤量皿ロート	材質:硼珪酸ガラス オートクレーブ滅菌(+121℃)可能 全長×胴径×口外径:55×φ25×φ11mm 内径×外径:注ぎ口部/0.8×1.1cm、ロート部/2.1×2.8cm 入数:1箱(5個入)、重量(g):約14.5	1 箱	アイシス 型番:RD311025 マイクロ秤量皿ロート (55×φ25×φ11mm)	日野
11	分離カラム	直径4×長さ250mm 粒子径:7.5 μm カラムタイプ:Analytical Column	1 本	Thermo Fisher Scientific 製品番号:062885 IonPac AS19 ICカラム(4×250mm)	日野
12	ガードカラム	直径4×長さ50mm 粒子径:11 μm カラムタイプ:Guard Column	1 本	Thermo Fisher Scientific 製品番号:062887 IonPac AG19 ICカラム(4×50mm)	日野
13	サプレッサー	NGES-A 4mmカラム用、Anion分析用 寸法:4.5 x 10.7 x 4.7 cm	1 個	Thermo Fisher Scientific 製品番号:060001	日野
14	ピペット	容量範囲:2 mL - 20 mL ピペットタイプ:手動 オートクレーブ可能なシャフト	1 本	メトラー・トレド レイニン 型番:17011788 LTS手動シングルピペット L-20MLXLS 2000 μL-20ml	太満池