

冷蔵ショーケース

大阪広域水道企業団 水質管理センター

冷蔵ショーケース

1. 概要

本件は、水質試験に使用する試薬類を冷蔵保管する薬用冷蔵ショーケースを購入するものである。

2. 機器の構成

冷蔵ショーケース 2台

3. 機能・性能

3-1 性能・構成

- ・スライド式2枚ガラス扉であること。
- ・扉は施錠できること。
- ・庫内容積は340L以上であること。
- ・庫内の温度は2℃～14℃を含む範囲で1℃単位で任意に設定できること。
- ・庫内温度の上昇時等に警報ブザー等を用いて知らせる警報装置を有すること。
- ・インバーター制御であること。
- ・冷媒はノンフロンであること。

3-2 規格・寸法

- ・1台につき、幅900mm×奥行600mm×高さ1900mmの範囲内に設置できること。
- ・機器の電源は単相100V 15A以下であること。
- ・プラグの形状は、接地付平刃形15A、125Vに適合するものであること。

3-3 その他

- ・内部に取り付け可能な棚板6枚以上、日本語版取扱説明書1部を付属すること。
- ・納品後1年間、無償で装置の修繕を行うこと。
- ・納入時に職員が指定する既存の冷蔵ショーケースを、同じフロアの指定の場所に移動させ、その空いたスペースに設置すること。
- ・装置は、震度7クラスに対する耐震性が確認された耐震器具（耐震マット等）を用い、機器の使用や点検作業の支障とならないよう固定すること。
- ・指定するコンセントと冷蔵ショーケース本体のプラグの形状が合わない場合は、受注者において、変換アダプタを用意するなどして対応すること。

4. 納入場所

〒586-0085 大阪府河内長野市日野1376-2

大阪広域水道企業団 水質管理センター水質検査課

河内水質管理ステーション 日野検査室 2階 廊下（エレベーターなし）

5. 担当課

水質管理センター水質検査課

河南水質管理ステーション 日野検査室
電話 0721-63-3222

6. その他

- ・納品は、事前にスケジュール調整のうえ、担当職員の指示に従い行うこと。
- ・納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
- ・納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- ・その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示に従うこと。