

別紙

No.	品名	容量	等級	数量	単位	メーカー	品番	納入場所
1	0.01mol/L 硫酸	500mL	容量分析用	2	本	富士フイルム和光純薬	192-05235	水質C
2	0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	2	本	富士フイルム和光純薬	198-05195	水質C
3	0.1mol/L 硝酸銀溶液	100mL	容量分析用	1	本	富士フイルム和光純薬	190-00851	水質C
4	0.5mol/L 塩酸	500mL	容量分析用	6	本	富士フイルム和光純薬	086-01105	水質C
5	0.5mol/L 水酸化ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	2	本	富士フイルム和光純薬	199-02185	水質C
6	1mol/L 塩酸	100mL	容量分析用	1	本	富士フイルム和光純薬	081-01091	水質C
7	1mol/L 硫酸	500mL	容量分析用	5	本	富士フイルム和光純薬	198-09595	水質C
8	20% ホルマリン液	200mL	組織固定用	1	本	富士フイルム和光純薬	068-03863	水質C
9	DPD試薬	100g	残留塩素測定用	2	本	富士フイルム和光純薬	044-28001	水質C
10	エチレンジアミン-N,N,N',N'-四酢酸二ナトリウム塩二水和物	500g		1	本	富士フイルム和光純薬	345-01865	水質C
11	かび臭物質2種混合標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	2	箱	関東化学	25989-96	水質C
12	クロロピクリン標準原液	2mL×5	水質試験用	1	箱	関東化学	08129-96	水質C
13	フタル酸塩pH標準液	500mL	JCSS	4	本	富士フイルム和光純薬	168-12145	水質C
14	ほう酸塩pH標準液	500mL	JCSS	4	本	富士フイルム和光純薬	205-08775	水質C
15	メタノール	200mL	トリハロメタン測定用	15	本	富士フイルム和光純薬	131-07801	水質C
16	揮発性有機化合物25種混合標準液(メタノール溶液)	2mL×5A	JCSS	4	箱	富士フイルム和光純薬	225-02351	水質C
17	中性りん酸塩pH標準液	500mL	JCSS	4	本	富士フイルム和光純薬	165-12155	水質C
18	硫酸	500mL	特級	5	本	関東化学	37390-00	水質C
19	0.01mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液	500mL	容量分析用滴定液	1	本	関東化学	14570-08	共同検査
20	L(+)-アスコルビン酸ナトリウム	25g	和光特級	1	本	富士フイルム和光純薬	196-01252	共同検査
21	アセトニトリル	1L	PFAS分析用	6	本	富士フイルム和光純薬	011-22251	共同検査
22	アセトニトリル -Plus-	3L	高速液体クロマトグラフィー用	3	本	関東化学	01031-2B	共同検査
23	フタル酸塩pH標準液(第2種)pH 4.01	500mL	pH測定用(JCSS)	1	本	関東化学	32798-08	共同検査
24	ほう酸塩pH標準液(第2種)pH 9.18	500mL	pH測定用(JCSS)	1	本	関東化学	32801-08	共同検査
25	メタノール	3L	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	2	本	関東化学	25183-5B	共同検査
26	メタノール	1L	PFAS分析用	6	本	富士フイルム和光純薬	130-15941	共同検査
27	メタノール5000	1L	残留農薬・PCB試験用	5	本	富士フイルム和光純薬	132-14161	共同検査
28	亜硝酸性窒素標準液[NO2-(Nとして)1000]	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	147-09901	共同検査
29	銀標準液 (Ag 1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	191-18691	共同検査
30	中性りん酸塩pH標準液(第2種)pH 6.86	500mL	pH測定用(JCSS)	1	本	関東化学	32799-08	共同検査
31	1,2,3-トリクロロプロパン標準液(1mg/mL t-ブチルメチルエーテル溶液)	1mL×5A	水質試験用	2	箱	富士フイルム和光純薬	203-15981	日野
32	20w/v% 硝酸銀溶液	500mL	COD測定用	1	本	富士フイルム和光純薬	195-12795	日野
33	L(+)-アスコルビン酸ナトリウム	25g	和光特級	3	本	富士フイルム和光純薬	196-01252	日野
34	N,N-ジメチルホルムアミド	1L	高速液体クロマトグラフ用	1	本	富士フイルム和光純薬	042-20621	日野
35	t-ブチルメチルエーテル5000	1L	残留農薬・PCB試験用	2	本	富士フイルム和光純薬	020-14831	日野
36	ハロ酢酸4種混合標準液(t-ブチルメチルエーテル溶液)	2mL×5A	JCSS	2	箱	富士フイルム和光純薬	084-10491	日野
37	フタル酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フイルム和光純薬	168-12145	日野
38	ほう酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フイルム和光純薬	205-08775	日野
39	メタノール	200mL	トリハロメタン測定用	5	本	富士フイルム和光純薬	131-07801	日野
40	メタンスルホン酸	100mL	和光特級	1	本	富士フイルム和光純薬	138-01571	日野
41	塩酸	500mL	試薬特級	1	本	富士フイルム和光純薬	080-01066	日野
42	過塩素酸ナトリウム(無水)	500g	鹿特級	1	本	関東化学	37232-00	日野
43	中性りん酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フイルム和光純薬	165-12155	日野
44	内部標準混合原液3	2mL×5	水質試験用(農薬分析用)	1	箱	関東化学	20334-96	日野
45	農薬混合標準液47(水質分析 GC-MS対象8種)	2mL×5	残留農薬試験用	2	箱	関東化学	34048-96	日野
46	農薬混合標準液68(水質分析 GC-MS対象49種)	2mL×5	残留農薬試験用	1	箱	関東化学	34281-96	日野
47	硫酸イオン標準液 (SO42- 1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	198-10823	日野
48	硫酸銅(Ⅱ)五水和物(硫酸第二銅五水和物)	100g	特級	2	本	関東化学	07516-20	日野
49	0.02mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	1	本	富士フイルム和光純薬	191-05565	太満池
50	ECブルー100	100mL用×80本		2	箱	島津ダイアグノスティクス	05593	太満池
51	かび臭物質2種混合標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	2	箱	関東化学	25989-96	太満池
52	フタル酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フイルム和光純薬	168-12145	太満池
53	ほう酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フイルム和光純薬	205-08775	太満池
54	ホルムアルデヒド標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	1	箱	関東化学	16117-96	太満池
55	色度標準溶液(1000度)	100mL	色度試験用	1	本	関東化学	08043-23	太満池
56	中性りん酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フイルム和光純薬	165-12155	太満池